

# 救える命を救うために・・・

## 女性に配慮したAEDの使い方

電気ショックの時間を遅らせないことが  
**とても重要！！**

電気ショックが1分遅れるごとに  
救命率は10%ずつ低下します

**同梱の三角巾を是非  
ご活用ください**

取り扱い方法は裏面に掲載しています

パッドを  
素肌に直接貼り付ける  
ことができている場合は、ブラジャーを  
外す必要はありません。  
服の下で下着をずらして、右の  
鎖骨の下と左のわき腹のあたりに  
貼ることで対応できます。

金属製品（ブラジャーのワイヤー部  
分、ネックレス等）はパッドに触れ  
させないようにしてください。  
パッドに触れていなければ、ネック  
レスは無理に取り外す必要はありま  
せん。

AEDのパッドに描かれている  
イラストをご参照ください。



パッドを貼った後に  
上から上着やタオルなどを  
かけても大丈夫です。

### その他の注意事項

- \* 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- \* 電極パッドを貼る部分に貼り薬（湿布等）が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- \* ペースメーカー等が植え込まれている場合（胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える）は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- \* 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

お問い合わせ

大和市消防本部 救急救命課 ☎ 046-260-5751

【資料引用】東京都多摩府中保健所  
【監修】公益財団法人 日本AED財団